

TABELA DE EXAMES LADOPAR 2026

TÉCNICA	PRAZO (DIAS ÚTEIS)	MATERIAL
Técnica de Gordon e Withlock modificado (OPG)	5	Coletar fezes frescas da ampola retal
Coprocultura	20	No mínimo 5 gramas de fezes por animal
Pesquisa de ovos de fasciola	5	No máximo 48h entre coleta e entrega do material
Pesquisa de larvas pulmonares		
Coloração para <i>Cryptosporidium</i>		
Pesquisa de endoparasitos (Willis, Faust e sedimentação)		Manter material refrigerado (4°C)
Pesquisa de <i>Giardia</i> (Faust)		
Pesquisa de <i>Giardia</i> + endoparasitos		3 amostras de fezes em dias consecutivos e alternados(refrigerado)
RIFI SIMPLES <i>Neospora</i> <i>Sarcocystis</i> <i>Toxoplasma</i> <i>Trypanosoma</i> (Bovinos e Ovinos)	21	Soro separado e congelado ou Sangue refrigerado por até 4 dias (tubo vermelho)
RIFI SIMPLES <i>Neospora</i> <i>Sarcocystis</i> <i>Toxoplasma</i> <i>Trypanosoma</i> (Equinos, suínos, caninos e felinos)		
RIFI TITULAÇÃO <i>Neospora</i> (Bovinos e ovinos)		
RIFI TITULAÇÃO <i>Leishmania</i> (Caninos e felinos)	15	

TABELA DE EXAMES LADOPAR 2026

EXAME	COMPOSTOS DISPONÍVEIS	PRAZO (DIAS ÚTEIS)	MATERIAL
TESTE DE EFICÁCIA DE ACARICIDAS BIOCARRAPATICIDOGAMA	Aspersin Butox Carbeson Carvet Colosso Colosso FC30 Couro Limpo Cyperclor Plus Cypermeit Flytion EC50 Ibattox Nokalt Potenty Texvet Max Triatox *Caso, não encontre o composto na lista, consulte nossa equipe.	20 – Resultado Parcial 50 – Resultado Final	a) Número mínimo de 150 teleóginas(fêmeas de carrapato ingurgitadas); b) Coleta realizada no mínimo 21 dias após o último tratamento acaricida; c) Acondicionar as teleóginas em um recipiente com um pedaço de algodão/papel embebido em água (par manter a umidade) e pequenos furos na tampa.
EXAME	TÉCNICA	PRAZO (DIAS ÚTEIS)	MATERIAL
PESQUISA DIRETA	Pesquisa de hemoparasitas (Bovinos)	2	Sangue total (tubo roxo) mantidas sob refrigeração por até 24h.

TABELA DE EXAMES

LADOPAR 2026

BIOLOGIA MOLECULAR – REAÇÃO DA CADEIA POLIMERASE (PCR)

EXAME	AGENTE ETIOLÓGICO	PRAZO (DIAS ÚTEIS)	MATERIAL
PCR CONVENCIONAL (Reação única)	<i>Anaplasma</i> spp.	5	Sangue total, medula óssea, fragmentos de baço ou linfonodos.
	<i>Babesia</i> spp.		Sangue total, medula óssea, fragmentos de baço ou linfonodos.
	<i>Leishmania</i> spp.		Aspirado de linfonodo, medula, sangue total, pele e tecidos.
	<i>Neospora caninum</i>		Fragmentos de tecido fetal, placenta, tecidos sistema nervoso.
	<i>Rickettsia</i> spp.		Sangue total, medula óssea, fragmentos de baço ou linfonodos.
	<i>Sarcocystis</i> spp. (exceto <i>S. neurona</i>)		Líquor, fragmentos de encéfalo, pulmão, coração, diafragma, tecido muscular.
	<i>Toxoplasma gondii</i>		Líquido amniótico, líquido, sangue total, fragmentos de placenta, tecido sistema nervoso, água(*)
	<i>Trypanosoma</i> spp.		Sangue total, líquido, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.
	<i>Trypanosoma cruzi</i>		Sangue total, líquido, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.
	<i>Trypanosoma evansi</i> (Caninos e equinos)		Sangue total, líquido, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.
PCR SEMI-NESTED NESTED (Duas reações)	<i>Cryptosporidium</i> spp.	5	Fezes congeladas ou fragmento intestinal.
	<i>Giardia</i> spp.		Fezes congeladas ou fragmento intestinal.
	<i>Sarcocystis neurona</i> (MEP- equinos)		Líquor, fragmentos de encéfalo, coração, pulmão e tecidos sistema nervoso.
	<i>Trypanosoma vivax</i> (Bovinos)		Sangue total, líquido, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.
PCR MULTIPLEX	<i>Babesia bovis</i> , <i>Babesia bigemina</i> e <i>Anaplasma marginale</i> (Bovinos)	5	Sangue total e fragmentos de encéfalo.
PCR NESTED (2 reações) + RFLP (restrição enzimática)	<i>Neospora caninum</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Sarcocystis neurona</i> e <i>Sarcocystis</i> spp.		Líquor, fragmentos de encéfalo, coração, pulmão, placenta e tecidos fetais.